

«Утверждаю»
Директор ООО «Офтальма»
Маргиев Ф.Г.
25.09.2026 г.

ВЛАДИКАВКАЗ

Прейскурант цен с 01.10.2026 г. по 30.11.2026 г.
Акция "Всемирный день зрения 2026 г."

ОПЕРАЦИИ НА ХРУСТАЛИКЕ

№ п/п	код	Цена, руб.	Цена по АКЦИИ (-15%), руб.
ПРОСТЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ИОЛ			
4.00.1	Ультразвуковая факоэмульсификация хрусталика с имплантацией складной ИОЛ	38500	32725
4.00.2	Ультразвуковая факоэмульсификация хрусталика с имплантацией складной ИОЛ в осложнённом случае	44500	37825
4.70.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией сферической ИОЛ RayOneSpheric (Rayner, Англия)	38500	32725
4.70.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией сферической ИОЛ RayOneSpheric (Rayner, Англия) в осложнённом случае	44500	37825
АСФЕРИЧЕСКИЕ ИОЛ			
4.20.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией асферической ИОЛ Akreos Adapt-AO (Bausch&Lomb, США)	49500	42075
4.20.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией асферической ИОЛ Akreos Adapt-AO (Bausch&Lomb, США) в осложнённом случае	55500	47175
4.71.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией асферической ИОЛ RayOneAspheric (Rayner, Англия)	55500	47175
4.71.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией асферической ИОЛ RayOneAspheric (Rayner, Англия) в осложнённом случае	61500	52275
4.60.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией асферической ИОЛ Aspira-aAY (HumanOptic, Германия)	58000	49300
4.60.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией асферической ИОЛ Aspira-aAY (HumanOptic, Германия) в осложнённом случае	64000	54400
4.91.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией асферической ИОЛ TECNIS (Johnson & Johnson, США)	67000	56950
4.91.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией асферической ИОЛ TECNIS (Johnson & Johnson, США) в осложнённом случае	73000	62050
4.39.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией асферической ИОЛ CLAREON (Alcon, США)	70000	59500
4.39.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией асферической ИОЛ CLAREON (Alcon, США) в осложнённом случае	76000	64600
4.96.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией асферической ИОЛ Tecnis Eyhance (Johnson & Johnson, США)	72500	61625
4.96.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией асферической ИОЛ Tecnis Eyhance (Johnson & Johnson, США) в осложнённом случае	78500	66725
ТОРИЧЕСКИЕ ИОЛ			
4.92.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией торической ИОЛ Tecnis Eyhance TORIC (Johnson & Johnson, США)	79000	67150

4.92.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией торической ИОЛ Tecnis Eyhance TORIC (Johnson & Johnson, США) в осложнённом случае	85000	72250
4.72.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией торической ИОЛ RayOneToric (Rayner, Англия)	79000	67150
4.72.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией торической ИОЛ RayOneToric (Rayner, Англия) в осложнённом случае	85000	72250
4.35.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией торической ИОЛ CLAREON Toric, (Alcon, США)	91000	77350
4.35.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией торической ИОЛ CLAREON Toric, (Alcon, США) в осложнённом случае	97000	82450
4.45.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией торической кастомизированной ИОЛ Lentis Tplus(Lentis, Германия)	104000	88400
4.45.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией торической кастомизированной ИОЛ Lentis Tplus(Lentis, Германия) в осложнённом случае	110000	93500
ИОЛ С УВЕЛИЧЕННОЙ ГЛУБИНОЙ ФОКУСА (EDOF)			
4.46.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса Lentis Comfort LS-313MF15 (Lentis, Германия)	82000	69700
4.46.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса Lentis Comfort LS-313MF15 (Lentis, Германия) в осложнённом случае	92000	78200
4.73.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса RayOneEMV (Rayner, Англия)	82000	69700
4.73.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса RayOneEMV (Rayner, Англия) в осложнённом случае	92000	78200
4.23.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса LUXSMART™ (Bausch&Lomb, США)	94000	79900
4.23.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса LUXSMART™ (Bausch&Lomb, США) в осложнённом случае	104000	88400
4.86.1	Ультразвуковая факоэмульсификация хрусталика с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса AT LARA 829MP (Carl Zeiss, Германия)	152000	129200
4.86.2	Ультразвуковая факоэмульсификация хрусталика с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса AT LARA 829MP (Carl Zeiss, Германия) в осложнённом случае	162000	137700
4.98.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса TECNIS PureSee (Johnson & Johnson, США)	152000	129200
4.98.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса TECNIS PureSee (Johnson & Johnson, США) в осложнённом случае	162000	137700
4.32.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса CLAREON VIVITY (Alcon, США)	152000	129200
4.32.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса CLAREON VIVITY (Alcon, США) в осложнённом случае	162000	137700
ИОЛ С УВЕЛИЧЕННОЙ ГЛУБИНОЙ ФОКУСА (EDOF) ТОРИЧЕСКИЕ			
4.47.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса Lentis Comfort LS-313MF15 TORIC (Lentis, Германия)	98000	83300
4.47.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса Lentis Comfort LS-313MF15 TORIC (Lentis, Германия) в осложнённом случае	108000	91800

4.78.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса RayOneEMV TORIC (Rayner, Англия)	98000	83300
4.78.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса RayOneEMV TORIC (Rayner, Англия) в осложнённом случае	108000	91800
4.24.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса LUXSMART Toric™ (Bausch&Lomb, США)	120000	102000
4.24.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса LUXSMART Toric™ (Bausch&Lomb, США) в осложнённом случае	130000	110500
4.94.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией торической ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса TECNIS SYMPHONY TORIC (Johnson & Johnson, США)	130000	110500
4.94.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией торической ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса TECNIS SYMPHONY TORIC (Johnson & Johnson, США) в осложнённом случае	140000	119000
4.87.1	Ультразвуковая факоэмульсификация хрусталика с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса AT LARA 929MP (Carl Zeiss, Германия)	160000	136000
4.87.2	Ультразвуковая факоэмульсификация хрусталика с имплантацией ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса AT LARA 929MP (Carl Zeiss, Германия) в осложнённом случае	170000	144500
4.99.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией торической ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса TECNIS PureSee Toric (Johnson & Johnson, США)	160000	136000
4.99.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией торической ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса TECNIS PureSee Toric (Johnson & Johnson, США) в осложнённом случае	170000	144500
4.36.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией торической ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса CLAREON VIVITY TORIC (Alcon, США)	160000	136000
4.36.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией торической ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса CLAREON VIVITY TORIC (Alcon, США) в осложнённом случае	170000	144500
МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ИОЛ			
4.74.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией трифокальной ИОЛ RayOneTrifocal (Rayner, Англия)	105000	89250
4.74.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией трифокальной ИОЛ RayOneTrifocal (Rayner, Англия) в осложнённом случае	115000	97750
4.43.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией мультифокальной ИОЛ Lentis Mplus LS313 MF20 (Lentis, Германия)	105000	89250
4.43.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией мультифокальной ИОЛ Lentis Mplus LS313 MF20 (Lentis, Германия) в осложнённом случае	115000	97750
4.44.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией мультифокальной ИОЛ Lentis Mplus LS313 MF30 (Lentis, Германия)	105000	89250
4.44.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией мультифокальной ИОЛ Lentis Mplus LS313 MF30 (Lentis, Германия) в осложнённом случае	115000	97750
4.37.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией трифокальной ИОЛ CLAREON PANOPTIX (Alcon, США)	145000	123250
4.37.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией трифокальной ИОЛ CLAREON PANOPTIX (Alcon, США) в осложнённом случае	155000	131750

4.80.1	Ультразвуковая факоэмульсификация хрусталика с имплантацией трифокальной ИОЛ AT Lisa tri 839MP (Carl Zeiss, Германия)	160000	136000
4.80.2	Ультразвуковая факоэмульсификация хрусталика с имплантацией трифокальной ИОЛ AT Lisa tri 839MP (Carl Zeiss, Германия) в осложнённом случае	170000	144500
4.110.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией мультифокальной ИОЛ TECNIS Odyssey (Johnson & Johnson, США)	160000	136000
4.110.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией мультифокальной ИОЛ TECNIS Odyssey (Johnson & Johnson, США) в осложнённом случае	170000	144500
4.76.1	Ультразвуковая факоэмульсификация хрусталика с имплантацией мультифокальной ИОЛ RayOne Galaxy (Rayner, Англия)	180000	153000
4.76.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией мультифокальной ИОЛ RayOne Galaxy (Rayner, Англия) в осложнённом случае	190000	161500
МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ТОРИЧЕСКИЕ ИОЛ			
4.75.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией трифокальной торической ИОЛ RayOneTrifocal Toric (Rayner, Англия)	120000	102000
4.75.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией трифокальной торической ИОЛ RayOneTrifocal Toric (Rayner, Англия) в осложнённом случае	130000	110500
4.42.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией мультифокальной ИОЛ Lentis MPlus Toric LS-313MF (Lentis, Германия)	130000	110500
4.42.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией мультифокальной ИОЛ Lentis MPlus Toric LS-313MF (Lentis, Германия) в осложнённом случае	140000	119000
4.85.1	Ультразвуковая факоэмульсификация хрусталика с имплантацией трифокальной ИОЛ AT LISA tri toric 939M (Carl Zeiss, Германия)	170000	144500
4.85.2	Ультразвуковая факоэмульсификация хрусталика с имплантацией трифокальной ИОЛ AT LISA tri toric 939M (Carl Zeiss, Германия) в осложнённом случае	180000	153000
4.38.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией трифокальной торической ИОЛ CLAREON PANOPTIX Toric (США, Ирландия)	160000	136000
4.38.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией трифокальной торической ИОЛ CLAREON PANOPTIX Toric (США, Ирландия) в осложнённом случае	170000	144500
4.111.1	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ TECNIS Odyssey Toric (Johnson & Johnson, США)	170000	144500
4.111.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ TECNIS Odyssey Toric (Johnson & Johnson, США) в осложнённом случае	180000	153000
4.77.1	Ультразвуковая факоэмульсификация хрусталика с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ RayOne Galaxy Toric (Rayner, Англия)	210000	178500
4.77.2	Ультразвуковая экстракция хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ RayOne Galaxy Toric (Rayner, Англия) в осложнённом случае	220000	187000
ФАКИЧНЫЕ ИОЛ			
4.100	Имплантация факичной ИОЛ	105000	89250
4.101	Имплантация факичной торической ИОЛ	125000	106250
4.102	Имплантация факичной пресбиопической ИОЛ	155000	131750
4.103	Имплантация факичной пресбиопической торической ИОЛ	195000	165750

